

ДЕЗИНФЕКТАНТИ



M2 - КОНЦЕНТРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И АРОМАТИЗИРАНЕ НА АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ, подходящ за отмиване на образувалата се пена в амалгам сепаратори и сепаратори въздух-вода.

- двойна система (червен / зелен), ефикасна срещу микробиологична резистентност
- лесно боравене и дозиране чрез добре разработен дозатор
- висока материална и екологична съвместимост с околната среда
- ензимен продукт с отлична белтъчна разтворимост
- съдържа комбинация от активни вещества: алкиламин, четвъртични амониеви съединения, ензими
- широк спектър на ефикасност/ активен период: HBV / HIV / HCV – разреден 1% за 1 час действие; бактерицидно, фунгицидно (С. албиканс) – разреден 1% за 15 мин. действие; туберкулоцидно – разреден 1% за 1 час действие;
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAN



IK - ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН СПРЕЙ, СЪДЪРЖАЩ СЪДЪРЖАЩ АЛКОХОЛ

за употреба във водния спрей и охладителната система на наконечници и турбини

- бързо действие
- една бутилка е подходяща за 300 приложения
- един универсален адаптер за всички куплунзи на прави или ъглови наконечници и специални адаптери за турбините на най-използваните марки
- не замества масления спрей, препоръчан от производителя
- съдържа комбинация от активни вещества: алкохоли, четвъртични амониеви съединения
- спектър на ефикасност/ време за действие: ограничено вируцидно (HBV / HIV / HCV / HSV тип 1) – 15 сек.; бактерицидно, фунгицидно (С. албиканс) – 2 мин; туберкулоцидно – 2 мин.
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAN и ÖGHMP



H1 - ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА АВТОМАТИЧНА АСПИРАЦИОННА СИСТЕМА H1

- вкл. 4 торбички x 500 мл.
- отстранява образувалата се пена
- съдържа комбинация от активни вещества: четвъртични амониеви съединения и ензим

MV - ПРАКТИЧНА ДИСПЕНСЕРНА ЧЕТКА ЗА ОПТИМАЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛЮВАЛНИКА

- разграничава котления камък и оцветява отлаганията, отлична белтъчна разтворимост
- съдържа комбинация от активни вещества: четвъртични амониеви съединения, лимонена киселина и ензим



AD - ВИСОКО ЕФЕКТИВЕН, ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА РАЗТВОР ЗА БЪРЗА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЧРЕЗ ПОТАПЯНЕ НА ПРОТЕЗИ И ДЕНТАЛНИ ОТПЕЧАТЪЦИ ОТ СИЛИКОН, ПОЛИЕТЕР И АЛГИНАТ

- без формалдехид и фенол
- период на престой – 7 дни
- съдържа комбинация от активни вещества: четвъртични амониеви съединения, алкиламин
- спектър на ефикасност/ време за действие: вируцидно (HBV / HIV / HCV) – 5 мин.; бактерицидно, фунгицидно (С. албиканс) – 5 мин; туберкулоцидно – 5 мин.
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAN



WK - 2% ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА РАЗТВОР НА ОСНОВАТА НА ХИДРОГЕН ПЕРОКСИД ЗА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ВОДАТА И ПРЕДОТВРЯВАНЕ НАСЛАГВАНЕТО НА КОТЛЕН КАМЪК В ТРЪБНАТА СИСТЕМА НА ДЕНТАЛНИТЕ ЮНИТИ

- предотвратява образуването на биофилм
- разграничаващ инхибитор, предотвратяващ калцифицирането
- защитава ръководки и наконечници
- съдържа комбинация от активни вещества: четвъртични хидроген и пероксид

BR - 4% ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА РАЗТВОР НА ОСНОВАТА НА ХИДРОГЕН ПЕРОКСИД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БИОФИЛМ В ТРЪБНАТА СИСТЕМА НА ДЕНТАЛНИТЕ ЮНИТИ

- ефективно премахване на биофилм само за 30 мин.
- просто приложение чрез оцветен разтвор



ID N - КОНЦЕНТРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТИ И БОРЕРИ

- подходящ за използване в ултразвукови вани
- с изключителен почистващ ефект - без алдехиди и фенол
- подходящ за гъвкави и твърди инструменти, както и топлочувствителни и нечувствителни инструменти
- от 5 л. концентрат се образуват 500 мл. работен разтвор - разреден 1%
- защитава и предотвратява образуването на корозия по инструментите
- съдържа комбинация от активни вещества: четвъртични амониеви съединения, алкиламин, корозивен инхибитор
- спектър на ефикасност/ време за действие: **ограничено вируцидно** (HBV / HIV / HCV / HSV тип 1): разреден 1% за 15 мин. действие; **бактерицидно, фунгицидно** (С. албиканс): разреден 0,25% за 30 мин. действие; разреден 1% за 5 мин. действие; **туберкулоцидно**: разреден 1% за 1 час действие; разреден 2% за 15 мин. действие; разреден 7,5% за 5 мин. действие;
- препоръчан от производителя на ендоскопи Karl Storz GmbH & Co. KG (Германия)
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAN



MT - АЛКОХОЛ СЪДЪРЖАЩИ ДЕЗИНФЕКТИРАЩИ КЪРПИЧКИ, ОТ НЕСЪКСВАЕМ ПЛАТ И

SD - СПРЕЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ, СЪДЪРЖАЩ АЛКОХОЛ, С БЕЗКАПКОВА СПРЕЙ ГЛАВА

- без формалдехид
- дълготраен ефект срещу повторно образуване на пренасяни по въздуха бактерии и вируси, бързо действие
- съдържа комбинация от активни вещества: алкохоли, четвъртични амониеви съединения и глиоксал
- спектър на ефикасност/ време за действие: ограничено вируцидно (HBV / HIV / HCV / HSV тип 1) – 30 сек.; бактерицидно, фунгицидно (С. албиканс) – 1 мин.; туберкулоцидно – 5 мин.
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAN и ÖGHMP



SK - СПРЕЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ, СЪДЪРЖАЩ ПЯНА БЕЗ АЛКОХОЛ, ЗА ПОВЪРХНОСТИ И

MK - ДЕЗИНФЕКТИРАЩИ КЪРПИЧКИ БЕЗ АЛКОХОЛ ОТ НЕСЪКСВАЕМ ПЛАТ

- без алдехиди, фенол и фосфати
- съдържа комбинация от активни вещества: четвъртични амониеви съединения
- дълготраен ефект срещу повторно образуване на пренасяни по въздуха бактерии и вируси
- особено подходящ за употреба върху алкохол чувствителни повърхности на медицински изделия
- спектър на ефикасност/ време за действие: вируцидно (HBV / HIV / HCV) – 1 мин.; бактерицидно, фунгицидно (С. албиканс) – 1 мин.;
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAN



RD N - КОНЦЕНТРАТ, БЕЗ АЛКОХОЛ, ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ, ПОДХОДЯЩ ЗА АКРИЛ И ПЛЕКСИГЛАС

- от 5 л. концентрат се получава 2000 л. работен разтвор – разреден 25%
- без алдехиди
- съдържа комбинация от активни вещества: четвъртични амониеви съединения и алкиламин
- спектър на ефикасност/ време за действие: ограничено вируцидно (HBV / HIV / HCV / HSV тип 1): разреден 0,5% за 30 мин. действие; разреден 1% за 15 мин. действие; бактерицидно, фунгицидно (С. албиканс): разреден 0,25% за 4 часа действие; разреден 0,5% за 1 час действие; разреден 1% за 30 мин. действие; разреден 1,5% за 15 мин. действие; туберкулоцидно: разреден 2% за 1 час действие; разреден 3% за 30 мин. действие; разреден 4% за 15 мин. действие;
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAN



HD - ХИГИЕНЕН И ХИРУРГИЧЕН ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ, СЪДЪРЖАЩ АЛКОХОЛ,

- подходящ за втриване подхранващ дезинфектант за ръце и предмишници
- поддържа естествената pH-стойност на кожата, предотвратява дехидратацията, неароматизиран
- спектър на ефикасност: вируцидно (HBV / HCV / HIV / HSV тип 1, ротавирус, норовирус); бактерицидно, фунгицидно (С. албиканс); туберкулоцидно действие
- хигиенна дезинфекция на ръцете: втриване на ръцете с 3 мл. от дезинфектанта за 30 сек. (норовирус – 1 мин.);
- хирургично хигиенизиране на ръцете: втриване на ръцете с 10 мл. за 3 мин.;
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAN и RKI

HL - АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЛОСИОН ЗА РЪЦЕ

- подхранващ ръцете, измиващ лосион с широко антисептично действие, без алкали, неутрално pH, съдържа алантойн

HC - ПОДХРАНВАЩ КРЕМ ЗА РЪЦЕ С БАДЕМОВО МАСЛО, БОГАТО НА ВИТАМИ Е И В